



**Scans zum Import in die CAD Software im Ordner „Azubi Wettbewerb\_Scans“**



**Euer Auftrag :**

**Für diesen Patientenfall Konstruktion von 2 Vollanatomischen Kronen  
für Regio 45 und 46**




**Dokumentation eurer Konstruktion anhand von mindestens vier  
aussagekräftigen Screenshots.**

**Auf mindestens einem der Screenshots sollten die Okklusalen Kontaktpunkte  
sichtbar sein (siehe Beispiele)**

**Beispiele Screenshots der CAD - Konstruktion**



# Beispiele Screenshots der CAD - Konstruktion



**Die fertige Konstruktion der Kronen muß als STL. Dateien abgespeichert werden und per email an : [cadcam@dental-design.de](mailto:cadcam@dental-design.de) verschickt werden.**

**Ganz wichtig: In der email bitte euren Namen und Laborname mit Adresse nicht vergessen!**

**Die Kronen werden in Katana STML A2 für euch gefräst und gesintert an euch zurück geschickt.**

**Für das fräsen der Kronen und den Versand entstehen euch natürlich keine Kosten.**

**Nun ist es an euch die Kronen auszuarbeiten und mit Malfarbe und Glasurmasse (z.B. Kuraray Noritake „FC Paste Stain“) fertigzustellen.**

**Die Zahnfarbe bzw. Individuelle Merkmale der Zähne könnt Ihr auf diesen Bildern sehen.**

**Bilder zur Farbbestimmung:**



**Bilder zur Farbbestimmung:**



**Nach der Fertigstellung der Kronen folgt jetzt der letzte Schritt:  
Ihr müsst mindestens vier Bilder der fertigen Kronen anfertigen  
und zusammen mit den Screenshots der Konstruktion  
an [ulrike.pfaff@kuraray.com](mailto:ulrike.pfaff@kuraray.com) mailen.**

**Noch ein paar kurze Hinweise...**

**Da dieses Mal bei dem Wettbewerb auf Modelle verzichtet wurde könnt Ihr komplett digital modellfrei arbeiten - oder wenn ihr die Möglichkeit habt könnt Ihr euch Modelle selbst drucken.**

**Die Mindestanforderungen an die Bilder und Screenshots sind die genannten je vier Bilder! (siehe Beispiele) die Blickwinkel sollten von euch zu gewählt werden, das die Jury möglichst viel erkennt.**

**Ihr könnt natürlich auch mehr Bilder und Screenshots als komplette Dokumentation erstellen.**

## Beispiele Aufnahmen der Fertigen Kronen



Viel Spaß und Viel Erfolg